



### Bris ždrijela bakteriološki **aerobno**

Bris ždrijela bakteriološki **aerobno** uzima se u ambulanti Mikrobiološkog laboratorija, specijalističkim ambulantama i ambulanti obiteljske medicine.

Bris ždrijela uzima se vatenim vrhom štapića tako da se pobriše stražnja stijenka orofarinksa te obje tonzile ili oba nepčana luka, pazeći da pritom ne dodirujemo jezik ili bukalnu sluznicu.

Uzorke je potrebno transportirati i obraditi što je prije moguće.

Bris transportirati na jedan od sljedećih načina:

- bez transportnog medija na sobnoj temperaturi (ST) do 2h od uzimanja uzorka
- u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24h na ST od uzimanja uzorka

( transportni medij može se dobiti na šalteru Mikrobiološkog laboratorija)

Nalaz je završen za 4 radna dana, iako je veliki postotak nalaza završen za 2 radna dana.

Liječnik koji je uputio pacijenta na pretragu može telefonski dobiti informaciju o porastu nakon 24 sata na telefon 653-168 od 7:00 - 14:00 h.

**U nalazu je podatak da li je izoliran BHSA ili nije. Ako je izoliran tada sadrži i antibiogram. Iznimno na traženje kliničara možemo izolirati i druge potencijalne patogene.**