

Svrha: Radna uputa opisuje postupak naručivanja pacijenata, uzorkovanja i dostave uzorka krvi s bolničkog odjela za pretragu TB-IGRA.

Postupci:

Za pretragu se potrebno naručiti na broj telefona 042/653-165.

Uzorak za TB-IGRA je puna krv.

Krv se vadi isključivo u plastične epruvete za vakumsko vađenje krvi s litijevim heparinom BD Vacutainer REF 368884 veličine 13mm x 75mm (epruvete s zelenim čepom). Epruveta se može podići na šalteru laboratorija.

Uzima se 4 mL krvi, do oznake na epruveti.

Nakon vađenja krvi epruvetu promiješati na način da se epruveta okreće 10 puta.



Nakon miješanja epruveta se čuva i transportira u **vertikalnom** položaju.

Na uputnici je potrebno napisati vrijeme uzimanja uzorka.

Uzorak se mora dostaviti u Djelatnost unutar 30 minuta od uzimanja.

Epruvete s uzorkom:

- **Ne zamrzavati**
- **Ne centrifugirati**
- **Ne razrjeđivati**
- **Ne miješati pomoću vrtložne miješalice**
- **Ne inkubirati**