



### Urin na *Legionella pneumophila*

Urin za određivanje antigena *Legionella pneumophila* SG 1 uzima se kao za standardnu bakteriološku pretragu (urinokulturu) uz napomenu da je potrebno uzeti prvi mlaz prvog jutarnjeg urina.

Urin treba donijeti na šalter Mikrobiološkog laboratorija unutar 2 sata od uzimanja. U slučaju produženog transporta, urin se može čuvati do 24 sata na 4°C.

Nalaz određivanja antigena *Legionella pneumophila* SG 1 završen je isti ili najkasnije sljedeći dan.

Liječnik koji je uputio pacijenta može dobiti informaciju o rezultatu pretrage na telefon 042/653-167 od 7:00 - 15:00 h.

**Nalaz sadržava rezultat je li uzorak pozitivan ili negativan na antigen *Legionella pneumophila*.**